

UPK-30S105-L

<https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/upk-30s105-l/>

Produkt-Tags:



Überblick

Ulbrichtkugel speziell für seitlich abstrahlende Fasern

Das Ulbrichtkugel Modell UPK-30S105-L verfügt über ein einzigartiges gestrecktes Design, das speziell für die Messung von seitlich emittierenden Fasern mit einer Länge von bis zu 80 mm entwickelt wurde. Die Verlängerung der ODM98 beschichteten Kugel von 30 mm Durchmesser auf eine Länge von 105 mm macht die Verwendung einer Kugel mit großem Durchmesser überflüssig. Das einzigartige Kragenbaffle-Design verhindert eine direkte Beleuchtung des Detektors durch die seitlich emittierende Faser. Der Detektoranschluss bietet eine Schnittstelle zur direkten Montage von Gigahertz-Optik PD-11, TD-11 und VL-11 Lichtdetektoren und UFC-11 Fasersteckern. Der empfohlene Wellenlängenbereich der Ulbrichtkugel liegt zwischen 250 nm und 2500 nm.

Kalibrierung

Das Kalibrierlabor von Gigahertz-Optik bietet eine rückführbare spektrale Strahlungsleistungskalibrierung im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 1800 nm an.

Technische Daten

Spezifikationen

Beschichtung	ODM98
Kugeldurchmesser	30 mm x 105 mm (lange Achse)
Durchmesser Ausgangsöffnung	Rostfreier Edelstahl mit 2 mm Bohrung
Detektorport	1 x UP-DP-11 (PD-11, TD-11, VL-11, UFC-11) sowie drei weitere UP-DP-11 in +/-90° optional.
Befestigung	M6 und 1/4" Gewinde

Downloads

Typ	Beschreibung	Datei-Typ	Download
Zeichnung	UPK-30S105-L	pdf	https://www.gigahertz-optik.com/assets/Uploads/102278_UPK-30-S105-L.pdf

Konfigurierbar mit

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
UFC-11		Lichtleiter Stecker Adapter für Ulbrichtkugeln der UM und UP Serie. Features: SMA, FC, SC und ST Stecker.	https://www.gigahertz-optik.com/de/de/produkt/ufc-11/

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
PD-11 Serie		Messkopf mit DP-11 Befestigung	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/pd-11-serie/

Bestellinformationen

Artikel-Nr	Modell	Beschreibung
Produkt		
15297587	UPK-30S105-L	30 mm x 105 mm gestreckte Ulbrichtkugel mit ODM98 Beschichtung.

Kontakt, Kalibrierung, Service & Support

Wir sind weltweit für unsere hervorragende technische Beratung und unseren Kundendienst bekannt. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam die beste Lösung für Sie zu finden. Unsere Leistungen umfassen:

- Technische Beratung & Verkauf
- After-Sales-Unterstützung
- Kalibrierungen & Re-Kalibrierungen ([ISO/IEC 17025 Calibration Services](#), [Werkskalibrierung](#), [Calibration of Third-Party Products](#))
- Reparaturen und Aktualisierungen
- OEM & Machbarkeitsberatung bei kundenspezifischen Lösungen

[Senden Sie uns ihre Anfrage](#), oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir würden uns auch über Ihr Feedback freuen oder bewerten Sie uns auf [Google](#).

Gigahertz Optik GmbH

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kälberweide 12
82299 Türkenfeld, Germany