


S-SDK-LPS

<https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/s-sdk-lps/>

Produkt-Tags:



Software Development Kit

Für Programmierer bietet die Gigahertz-Optik GmbH das S-SDK-LPS Software Entwicklungstool an. Diese SDK vereinfacht das Einbinden eines LPS und seine Varianten in eigene Software.

Es handelt sich bei der S-SDK-xx um eine C Bibliothek (DLLs), die in viele Programmierumgebungen eingebunden werden kann (C#, LabView, Python, Matlab, .NET, Delphi, etc.). Zum Lieferumfang gehört neben den .dll's und LabView VI's noch eine umfangreiche Dokumentation.

Es sind alle Funktionen der Messgeräte über die S-SDK-LPS steuerbar.

Technische Daten

Allgemein

Systemvoraussetzungen

- Minimaler Speicherplatz: 10MB (nur die Daten)
- Betriebssystem: Windows 11, Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit
- Kommunikation: RS-232 / RS-485

Konfigurierbar mit

Produktname	Produktbild	Beschreibung	Zum Produkt
LPS-20		Präzisions-LED-Netzteil	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/lps-20/
LPS-100		Präzisions-Netzteil für Lampen bis 100 W	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/lps-100/
LPS-250		Präzisions-Netzteil für Lampen bis 250 W	https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/lps-250/

Bestellinformationen

Artikel-Nr	Modell	Beschreibung
Produkt		
15298224	S-SDK-LPS	Software Development Kit für die Softwareimplementierung eines LPS oder einer Variante in eigene Software

Kontakt, Kalibrierung, Service & Support

Wir sind weltweit für unsere hervorragende technische Beratung und unseren Kundendienst bekannt. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam die beste Lösung für Sie zu finden. Unsere Leistungen umfassen:

- Technische Beratung & Verkauf
- After-Sales-Unterstützung
- Kalibrierungen & Re-Kalibrierungen ([ISO/IEC 17025 Calibration Services](#), [Werkskalibrierung](#), [Calibration of Third-Party Products](#))
- Reparaturen und Aktualisierungen
- OEM & Machbarkeitsberatung bei kundenspezifischen Lösungen

[Senden Sie uns ihre Anfrage](#), oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir würden uns auch über Ihr Feedback freuen oder bewerten Sie uns auf [Google](#).

Gigahertz Optik GmbH

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kälberweide 12
82299 Türkenfeld, Germany