


S-SDK-P2000

<https://www.gigahertz-optik.com/es-es/producto/s-sdk-p2000/>

Etiquetas del producto:



Descripción

Software Development Kit

Gigahertz-Optik offers programmers the S-SDK-P2000 Software Development Tool. The SDKs simplify integration of a P2000 and its variants in own software.

The S-SDK-xx is a C library (DLLs) that can be integrated into many programming environments (C#, LabView, Python, Matlab, .NET, Delphi, etc.). Beside the .dll's and LabView VI's a comprehensive documentation is delivered.

The programmer is able to controll all functions of the device.

Especificaciones

General

Requisitos del sistema	• Minimum HDD space: 10MB (only files) • Operating System: Windows XP, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit • communication: RS-232
------------------------	---

Configurable con

Nombre del producto	Imagen del producto	Descripción	Ir al producto
P-2000		Two-Channel Optometer	https://www.gigahertz-optik.com/es-es/producto/p-2000/

Información de compra

Número de artículo	Modelo	Descripción
Producto		
15298227	S-SDK-P2000	Software Development Kit for the implementation of a P2000 or variants into custom made software

Contacto, calibración, servicio y asistencia

Somos conocidos en todo el mundo por nuestro excelente asesoramiento técnico y asistencia posventa. Póngase en contacto con nosotros para encontrar juntos la mejor solución para usted. Nuestros servicios:

- Asesoramiento técnico y ventas
- Soporte posventa
- Calibraciones y recalibraciones (servicios de calibración ISO/IEC 17025, calibración en fábrica, calibración de productos de terceros)
- Reparaciones y actualizaciones
- Consultoría OEM y de viabilidad de soluciones personalizadas

[Envíenos su consulta](#) o póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico. También nos gustaría recibir sus comentarios o reseñas en [Google](#).

Gigahertz Optik GmbH (Sede central)

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kaelberweide 12
82299 Tuerkenfeld, Germany

Gigahertz-Optik, Inc. (Oficina de EE.UU.)

Phone: +1-978-462-1818
info-us@gigahertz-optik.com

Boston North Technology Park
Bldg B - Ste 205
Amesbury, MA 01913 USA