

ISMS-30-VAS

<https://www.gigahertz-optik.com/zh-cn/product/isms-30-vas/>

产品标签: VIS/愿景,



球体直径	300 mm
最大开口	150 毫米光源（可提供端口变径器） 75 毫米测量端口（可提供不同尺寸）
测量几何形状	8°
光源	2x LED, 带散热器 (12V, 7.5W)
涂层	ODP-97: 硫酸钡
均匀性	更好 98%
监测探测器	端口, 可选配监控探测器
杂项	
温度范围	(+5 至 +30) °C, 无凝露
附件: 整体探测器	可根据要求提供适用于不同显示屏曲率的边框

采购信息

文章编号	モデル	描述
产品		
15317183	ISMS-30-VAS	ISMS-30-VAS 的基本设置

联系、校准、服务和支持/Contact, Calibration, Service & Support

我们以出色的技术咨询和售后支持而闻名于世。请与我们联系，共同寻找适合您的最佳解决方案。我们的服务。

- 技术咨询和销售
- 售后支持
- 校准和重新校准（[ISO/IEC 17025校准服务](#)，工厂校准，[第三方产品的校准](#)）。
- 维修和更新
- 定制解决方案的OEM和可行性咨询

[请将您的询问发送给我们](#)

(*为必填项) 或通过电话或电子邮件与我们联系。我们也欢迎你的反馈或在谷歌上评论我们。 [Google](#)

Gigahertz Optik GmbH (总部)

Tel.: +49 (0)8193-93700-0

Fax: +49 (0)8193-93700-50

info@gigahertz-optik.de

An der Kaelberweide 12

82299 Tuerkenfeld, Germany